

Informace pro

Určeno pro: **Lékaře a zdravotní sestry**

Změna metodiky stanovení Cystatinu C

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že od **02.10.2023** dochází ke **změně metodiky stanovení Cystatinu C v krvi**. Laboratorní vyšetření bude nově prováděno na plně automatizované lince Atellica Solution (Siemens). Současně dochází k mírné změně referenčního intervalu.

Nové referenční meze:

Věk od	do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D	99R+	0,64	1,23	mg/L

Zdroj: Příbalový leták (Siemens, Atellica CH, CYSC_2)

Původní referenční meze:

Věk od	do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D	99R+	0,62	1,11	mg/L

Odběrový materiál nezměněn: sérum – gel (hnědý uzávěr) nebo plazma Li-heparin (oranžový uzávěr)

Frekvence provádění: Vyšetření bude nově prováděno v režimu 24/7 (*původně pouze v pracovní dny*).

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

