

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

**Změna výrobce souprav
pro stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídách IgG, IgA
a protilátek proti deamidovanému gliadinu ve třídách IgG, IgA metodou CLIA v séru**

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že od **8. 1. 2024** dochází ke změně souprav pro stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídách IgG, IgA a protilátek proti deamidovanému gliadinu ve třídách IgG, IgA metodou CLIA v séru.

Laboratorní vyšetření metodou CLIA bude nově prováděno na automatizovaném systému BIOFLASH (Werfen).
Metodika nového výrobce vykazuje srovnatelné kvalitativní hodnocení výsledků s původní CLIA metodou.

Výsledky vyšetření budou vydávány semikvantitativně v jednotkách CU (chemiluminiscenční jednotka).

Indikace k vyšetření: diagnostika celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie)

Nové referenční meze:

< 20 CU	negativní
20-30 CU	hraniční
> 30 CU	pozitivní

Odběrový materiál: sérum – gel (hnědý uzávěr)

Dostupnost vyšetření: 1 x týdně

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

