

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Zavedení stanovení fibrin/fibrinogen degradačních produktů (FDP)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali, že **od 1.10.2021** zavádíme stanovení fibrin/fibrinogen degradačních produktů (FDP).

Vyšetření FDP představuje důležitý krok v diagnostice a monitorování hyperkoagulačních stavů. FDP jsou považovány za užitečný marker při diagnostice trombózy. Je možné používat FDP jako marker tvorby fibrinu při výpočtu skóre DIC. FDP lze vyšetřit v režimu STATIM nebo RUTINA.

Název metody	Ref. rozmezí
Fibrin/fibrinogen degradační produkty	0,10 - 5,00 mg/L

Odběrový materiál:

Vyšetření FDP se provádí z nesrážlivé krve odebrané do zkumavky s obsahem 3,2% citrátu sodného v poměru s krví 1:9. Provádí-li se pouze odběr na hemokoagulační vyšetření, pak se první cca 2–3 mL krve nepoužívají. Při odběru se naplní odběrová zkumavka krví **přesně** po nominální hodnotu - tzv. rysku a krev se s antikoagulantem důkladně promíchá. Zkumavka se převrátí 5–7krát dnem vzhůru.

Netřepat!

Spolu s žádankou o vyšetření se transportuje vzorek do laboratoře při teplotě 15–25 °C nejpozději do 2 hodin od odběru.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKH

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

