

Informace pro

Určeno pro: **Lékaře a zdravotní sestry**

Změna metody pro stanovení koncentrace ACTH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

informujeme Vás, že od **20. 3. 2020** dojde ke změně imunoanalytické metody, používané v ÚLD ke stanovní koncentrace ACTH v plazmě. Důvodem této vynucené změny je náhlé ukončení dodávek reagentů od stávajícího dodavatele, bez možnosti včasějšího a řízeného přechodu na novou metodiku stanovení. Vzhledem k nečekanému přerušení dodávky a hledání náhradního řešení došlo rovněž k výpadku v realizaci vyšetření.

Novou metodou budou analyzovány všechny vzorky dodané do laboratoře po datu 26. 2. 2020 (vzorky byly v laboratoři zamrazeny a uskladněny). S novou metodou se nijak nemění způsob požadování vyšetření, podmínky na provedení odběru vzorku a jeho doravu do laboratoře, ani prezentace jeho výsledků v NIS nebo na výsledkové zprávě a jejich vyjadřování v jednotkách ng/L. Výrobce nové soupravy uvádí téměř obdobné rozmezí referenčních hodnot (hodnoty uvedené v tabulce níže jsou převzaté z dokumentace výrobce, koncentrace jsou v ng/L).

Populace	N	Medián	Dolní mez (2,5 percentil)	Horní mez (97,5 percentil)
Bez rozlišení	59	24	N/A	46

Nelze však automaticky očekávat, že výsledky získané touto novou metodou budou zcela kompatibilní s výsledky získanými metodou původní. Metodická závislost je totiž obvyklou vlastností imunoanalytických metod. Bohužel, vzhledem k neočekávanému přerušení dodávek původní soupravy jsme neměli možnost provést regulérní porovnání obou metod.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLD.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní diagnostiky, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

