

Nová metoda CIK-C1q vséru

Rádi bychom Vás informovali o zavedení nového laboratorního vyšetření
Cirkulující imunokomplexy vazbou C1q vséru od 1.6.2018.

Odběrová souprava: zkumavka Sarstedt s gelovou úpravou – hnědé víčko

Referenční rozmezí:

< 4,4 mg Eq/l	negativní
4,4 – 10,7 mg Eq/l	šedá zóna
≥ 10,8 mg Eq/l	pozitivní

Indikace vyšetření:

orientační a doplňující vyšetření indikované v případě systémových autoimunitních onemocnění s předpokládanou imunokomplexovou genezí. Orientačně může posloužit ke sledování dynamiky onemocnění.

Dle doporučení Světové zdravotnické organizace by měly být vždy cirkulující imunokomplexy stanoveny dvěma odlišnými metodami testu, tj. CIK-C1q a CIK-PEG.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLD.