

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Změna referenčního rozmezí u metody Telopeptid CTx

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že od **20. 11. 2023** dochází ke změně referenčního rozmezí u metody Telopeptid CTx_S/P, důvodem je výměna starého analyzátoru za nový cobas Pro firmy Roche.

Indikace:

Kolagen typu I je důležitou součástí kostní matrice a jeho degradační produkty jsou nečastějšími používanými markery kostní resorpce. Zvýšené hladiny Telopeptidu CTx v séru se uvádějí u pacientů se zvýšenou resorpcí kostí.

Referenční rozmezí:

muži (roky)	referenční interval v ng/L	ženy (roky)	referenční interval v ng/L
< 29,9	238 - 1019	< 29,9	148 - 967
30 – 39,9	225 - 936	30 – 39,9	150 - 635
40 – 49,9	182 - 801	40 – 49,9	131 - 670
50 – 59,9	161 - 737	50 – 59,9	183 - 1060
60 – 69,9	132 - 752	60 – 69,9	171 - 970
> 70	118 - 776	> 70	152 - 858

Odběr: Serum-Gel (hnědý vršek) nebo Li-Hep-Gel (oranžový vršek).

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

