

## Změna referenčních mezí stanovení paratyroidního hormonu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že **od 1. 7. 2018** přecházíme na novou metodu vyšetření **paratyroidního hormonu (paratyridinu, PTH)**. S touto změnou dochází ke změně referenčního rozmezí a současně odběrové soupravy (v této zkumavce PTH vykazuje vyšší odolnost vůči fragmentaci).

### **Referenční meze pro zdravou populaci:**

Normální hodnoty u dospělých: **1,95 – 8,49 pmol/l**.

### **Indikace:**

- diagnostika hyperparathyreózy, diferenciální diagnostika hyperkalcémií či hypokalcémií
- odlišení hyperkalcémie u maligních procesů
- monitorování úspěšnosti parathyreoidektomie (pokles koncentrace PTH o 50% vzhledem k předoperačním hodnotám)

### **Odběr:**

Krev nově odeberte do zkumavek SARSTEDT s červeným uzávěrem K3EDTA (SZM – 0200430), po odběru promíchejte a odešlete s žádankou na OKB ÚLD. Stabilita vzorku při 25°C 25 hodin, při 2-8°C 14 dní.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  
Kolektiv ÚLD.